




TENA 벨트형



1. 제일 먼저 벨트를 잡아당겨 분리한 후 허리에 돌려 고정한다.



2. 사타구니 사이로 기저귀를 잡아당겨 벨트에 적당히 고정하여 붙인다.



3. 정면에서 보면 그림과 같은 착용 모습이 된다.

※ 착용과 관련된 동영상은 www.tena.co.kr에서 자세히 확인할 수 있습니다.



외상흡지 - 착용법



1 기저귀 안쪽의 푸른색 매직테이프가 있는 부위를 확인한다.



2 푸른색 매직테이프가 있는 부위에서 좌우 양쪽으로 허리벨트를 잡아당겨 분리한다.



4 기저귀의 앞부분을 등 뒤쪽보다 2-3cm 높게 착용하도록 한다.



5 척추 가운데부분에 맞춰 편안하게 잘 펼쳐준다.



6 등쪽의 허리벨트를 감싼다. 벨트와 몸통 사이에 손가락 하나 정도의 여유를 둔다.



7 허리벨트에 기저귀 좌우의 매직테이프를 붙인다.

기동흡지 - 착용법

등의 척추 가운데 부분을 맞추어 착용한다.



벨트를 조정할 때 앞쪽이 엉덩이 뒷부분보다 높게 착용에 한다.

벨트에 기저귀 매직테이프를 부착한다.



등 뒤 엉덩이 높위로 기저귀를 잘 펴서 정리하여 준다.